



BELISLASER

マルチHifuマシン カタログ

Contact us for more catalogs of 脱毛機, 機械を減らす Cryolipolysis
のキャビテーション RF の脂肪, EMSlimボディ彫刻機,
ハイドラフェイシャル・スキン・テスター 1台2役,
ネオジムマグネーターとピコレーザーマシン, HIFUおよび腫瘍HIFU装置,
CO2レーザーフラクショナルマシン, 育毛マシン, RFキャビテーションマシン
マイクロニードルRF, 等

BELISLASER

????

>>> ???????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



22D Hifuマシン フェイシャルマシン

商品番号: BL-517



前書き

非侵襲的な肌の引き締めとボディコントゥアリングのための22D

HIFUマシン。デュアル周波数、コラーゲン刺激、脂肪減少。2年保証。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
名前	22D HIFU
機能	肌の引き締め、しわ除去、ボディスリミング
電圧	110-240V、50/60Hz
トリートメントエリア	顔全体、下顔部、デコルテ、腹部、腕、太もも、臀部
HIFUショット	10,000/ショット
総重量	22.0 kg
パッケージサイズ	45*53*61cm
画面	10.4インチタッチスクリーン
カートリッジ	合計5個 (1.5mm、3.0mm、4.5mm、8.0mm、13mm)
ポイント間隔	5.0mm-25mm
エネルギー	0.1-3.0J
保証	2年
標準プローブサイズ	1.5 mm、3.0 mm、4.5 mm
オプションプローブサイズ	6.0 mm、8.0 mm、10.0 mm、13.0 mm、16.0 mm、18.0 mm
周波数	4 MHz (顔のアンチエイジング)、2 MHz (ボディコントゥアリングと脂肪減少)

9D 7D Hifu 膾Rfリフティング治療

商品番号: BL-513



前書き

顔と体のための9D

HIFUシステム：肌の引き締め、脂肪減少、膾の若返り。非侵襲的でカスタマイズ可能な治療。詳細はこちら！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
名前	7D HIFU + 膾HIFU + レーダーカービングヘッド
機能	肌の引き締め、しわ除去、ボディスリミング、膾の引き締め
電圧	110-240V、50/60Hz
治療領域	顔全体、下顔、デコルテ、腹部、腕、太もも、臀部、膾
HIFUショット	20,000/ユニット
総重量	18.0kg
パッケージサイズ	54*46*46cm
ディスプレイ	10.4インチタッチスクリーン
カートリッジ	7x 7D HIFU (1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.5mm、6mm、9.0mm、13mm)、2x 膾HIFU (3.0mmおよび4.5mm)、3x レーダーカービングヘッド
スポット間隔	5.0mm-25mm
エネルギー	0.1-3.0J
保証	2年

膣タイトニングHifu婦人科Hifu治療

商品番号: BL-508



前書き

非侵襲性膣HIFUによるタイトニング、若返り、ウェルネス向上。安全で痛みのない、持続的な結果をもたらす治療。詳細はこちら！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	AC 100V-240V、50/60Hz
HIFUモデル	膣HIFU
電力	0.1J（弱）～1.0J（強）（0.1J/ステップ）
間隔	1.0～3.0mm（0.1mm/ステップ）
焦点距離	5～25mm（1.0mm/ステップ）
回転角度	5°-25°
ヒューズ	FL5X20/3.15A バッファ付き（ダブルヒューズ）
正味重量	15kg
サイズ	42x55x80cm

Hifuクリニック治療向けプロフェッショナル 顔+膣 7D Hifuシステム

商品番号: BL-512



前書き

プロフェッショナルなHIFUクリニック向けに設計された多機能7D

HIFUシステムで、顔・膣治療、ボディスカルプティング、肌の引き締めに対応します。マイクロ/マクロ集束超音波を搭載し、9種類の交換可能カートリッジ（各最大20,000ショット）と直感的に操作できる大型タッチスクリーンを備えています。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
フェイスリフティング &輪郭形成	1.5~4.5mmカートリッジを使用した全顔治療で、たるんだ頬を引き上げ、あごラインを明確にし、ほうれい線を柔らげます。	1回の施術で目に見える引き締め効果が得られる非外科的フェイスリフトで、2~3か月かけて効果が向上します。
眼囲の若返り	特許取得の2.0mmカートリッジが、目尻のシワ、目の下のたるみ、眉の下垂をターゲティングし、眼窩縁周辺に安全にエネルギーを照射します。	眼球組織に熱損傷を与えることなく、細かいシワを減らし目元を引き上げます。
首&デコルテの活性化	1.5mmと3.0mmのプロープが、早期老化が現れやすい首の横ジワと胸の柔らかい皮膚を治療します。	多くの場合1回の照射で質感を滑らかにしハリを回復させます。
二重あご&顎下脂肪の減少	4.5mmと6mmのカートリッジが広頸筋上脂肪にエネルギーを集中させ、脂肪細胞を破壊し上層の皮膚を引き締めます。	リポリシス注射や手術を行うことなく、あご首のラインを輪郭形成します。
ボディコントゥアリング &周径減少	9mmと13mmのプロープが腹部、脇腹、太ももの頑固な脂肪をターゲティングし、周径を減らし皮膚のたるみを改善します。	非侵襲的に脂肪細胞を破壊し、3~12か月かけて徐々に痩身効果が得られます。
セルライトの平滑化	深部用カートリッジが、太ももや臀部の「オレンジピール」状のでこぼこの原因となる線維性セブタと脂肪球を治療します。	皮膚表面の均一性と質感を目に見えて改善し、患者の自信を高めます。
膣の若返り&引き締め	3.0mmと4.5mmの膣用プロープが粘膜層と筋層を収縮させ、出産や加齢によるたるみに対応します。	性機能を向上させ、自然な潤滑を増やし、腹圧性尿失禁の症状を軽減します。
手術後の皮膚収縮	脂肪吸引や腹部整形後に、HIFUが皮膚の収縮とコラーゲン再構築を促進し、輪郭の滑らかさを改善します。	回復を加速し表面の凹凸を減らし、手術結果を最適化します。

パラメータ	値
モデル	BL-512
技術	MMFU (マイクロ&マクロ集束超音波)
機能	肌の引き締め、シワ除去、ボディコントゥアリング、膣の引き締め
電圧	110~240V, 50/60Hz
治療範囲	全顔、下顔、デコルテ、腹部、腕、太もも、臀部、膣領域

パラメータ	値
カートリッジあたりのHIFUショット数	20,000
付属カートリッジ	顔/ボディ: 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm, 6mm, 9.0mm, 13mm; 膣: 3.0mm, 4.5mm
ドット間隔	5.0-25mm
出力エネルギー	0.1-3.0 J
ディスプレイ	10.4インチタッチスクリーン
総重量	18.0 kg
パッケージサイズ	54 x 46 x 46 cm
保証	2年間

4D ヴァギナルHifu&フェイシャルHifuシステム

商品番号: BL-509



前書き

プロフェッショナルな医療美容クリニック向けの、2-in-1

ヴァギナルHIFUと4DフェイシャルHIFUシステム。
非侵襲的な肌の引き締め、しわ取り、ボディーコントアリング、4DマルチラインおよびヴァギナルHIFUプローブによる膣若返り。コラーゲン刺激、ダウンタイムなし、安全かつ効果的。

詳細を学ぶ

適応症	説明	主な利点
顔のしわ減少	DS-1.5およびDS-3.0カートリッジを利用し、カラスの足跡、額の線、口周りのしわなどの領域で、表皮と真皮に焦点を合わせた超音波を送達し、コラーゲンとエラスチンの生成を刺激します。	ダウンタイムのない自然な治療で、小じわを滑らかにし、肌質を改善します。
全顔リフティング	4.5 mmの深さでDS-4.5 mmカートリッジを展開し、SMAS層をターゲットに、たるんだ頬、フェイスライン、眉を持ち上げ、非外科的フェイスリフト効果を実現します。	切開なしで目に見えるリフトと引き締まった顔の輪郭を提供します。
顎ラインと顎の輪郭形成	4.5 mmおよびオプションの8 mmカートリッジを使用して、顎下の皮膚を引き締め、顎ラインを再定義し、二重顎の見た目を軽減します。	よりシャープで若々しい顔のプロファイルを作成します。
ボディーコントアリングと脂肪減少	オプションの13 mmカートリッジは、皮下脂肪層に熱エネルギーを集中させ、腹部、脇腹、太ももの局所的な脂肪沈着を誘発し、リポリシスを引き起こします。	測定可能な周囲径の減少を伴う非侵襲的なボディーシェイピング。
ニキビ痕と毛穴の微調整	浅い1.5 mmおよび3.0 mmプローブはコラーゲンのリモデリングを刺激し、陥没した瘢痕を埋め、拡大した毛穴を最小限に抑えます。	滑らかで均一な肌表面を回復させ、毛穴サイズを縮小します。
肌色改善&明るさ向上	3.0 mmカートリッジは細胞のターンオーバーとコラーゲン合成を促進し、肌色の改善、色素沈着の軽減、より輝く肌色をもたらします。	若々しい輝きと均一な肌色を実現します。
膣の引き締め	膣専用の3.0 mmおよび4.5 mmカートリッジは、固有層と筋肉層にHIFUを送達し、コラーゲンの変性とそれに続く膣管の引き締めを引き起こします。	膣のトーンを高め、膣の快適性を改善し、性的健康をサポートします。
膣の潤滑と感度向上	粘膜下3.0 mm治療は、細胞再生を加速し、腺機能を活性化させることで自然な潤滑を促進します。	膣の乾燥を緩和し、感度を高めて、膣の満足度を向上させます。
目の下のたるみとクマの軽減	1.5 mmカートリッジによる繊細な眼周囲領域の精密ターゲティングにより、肌を引き締め、目の下のたるみとクマの見た目を軽減します。	目元をリフレッシュさせ、より明るく若々しく見えます。

パラメータ	仕様
-------	----

モデル	BL-509
モード	ヴァギナルHIFUおよびフェイシャル4D HIFU
電源	400W
電圧	100-240V, 50Hz/60Hz
エネルギー	最大2.0 J
腔用カートリッジ	3.0 mmおよび4.5 mm
顔用カートリッジ	1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm (8 mmおよび13 mmオプション)
カートリッジあたりのショット数	10,000ショット
総ショット容量	50,000ショット
フェイシャルプローブ DS-4.5	4 MHz, 浸透深度 4.5 mm (SMAS層をターゲット)
フェイシャルプローブ DS-3.0	8 MHz, 浸透深度 3.0 mm (真皮コラーゲン層をターゲット)
フェイシャルプローブ DS-1.5	10 MHz, 浸透深度 1.5 mm (表皮組織をターゲット)
腔プローブ 4.5 mm	収縮と引き締めのためSMAS層にエネルギーを送達
腔プローブ 3.0 mm	コラーゲン再生のため粘膜下組織にエネルギーを送達
総重量	25 kg
梱包サイズ	65 x 40 x 70 cm



Belislaser

中国郑州市ハイテク区牡丹路38号

