

4D ヴァギナルHifu&フェイシャルHifuシステム

商品番号: BL-509



前書き

プロフェッショナルな医療美容クリニック向けの、2-in-1

ヴァギナルHIFUと4DフェイシャルHIFUシステム。非侵襲的な肌の引き締め、しわ取り、ボディーコントアリング、4DマルチラインおよびヴァギナルHIFUプローブによる膣若返り。コラーゲン刺激、ダウンタイムなし、安全かつ効果的。

詳細を学ぶ

| 適応症 | 説明 | 主な利点 |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 顔のしわ減少 | DS-1.5およびDS-3.0カートリッジを利用し、カラスの足跡、額の線、口周りのしわなどの領域で、表皮と真皮に焦点を合わせた超音波を送達し、コラーゲンとエラスチンの生成を刺激します。 | ダウンタイムのない自然な治療で、小じわを滑らかにし、肌質を改善します。 |
| 全顔リフティング | 4.5 mmの深さでDS-4.5カートリッジを展開し、SMAS層をターゲットに、たるんだ頬、フェイスライン、眉を持ち上げ、非外科的フェイスリフト効果を実現します。 | 切開なしで目に見えるリフトと引き締まった顔の輪郭を提供します。 |
| 顎ラインと顎の輪郭形成 | 4.5 mmおよびオプションの8 mmカートリッジを使用して、顎下の皮膚を引き締め、顎ラインを再定義し、二重顎の見た目を軽減します。 | よりシャープで若々しい顔のプロファイルを作成します。 |
| ボディーコントアリングと脂肪減少 | オプションの13 mmカートリッジは、皮下脂肪層に熱エネルギーを集中させ、腹部、脇腹、太ももの局所的な脂肪沈着を誘発し、リポリシスを引き起こします。 | 測定可能な周囲径の減少を伴う非侵襲的なボディーシェイピング。 |
| ニキビ痕と毛穴の微調整 | 浅い1.5 mmおよび3.0 mmプローブはコラーゲンのリモデリングを刺激し、陥没した瘢痕を埋め、拡大した毛穴を最小限に抑えます。 | 滑らかで均一な肌表面を回復させ、毛穴サイズを縮小します。 |
| 肌色改善&明るさ向上 | 3.0 mmカートリッジは細胞のターンオーバーとコラーゲン合成を促進し、肌色の改善、色素沈着の軽減、より輝く肌色をもたらします。 | 若々しい輝きと均一な肌色を実現します。 |
| 膣の引き締め | 膣専用の3.0 mmおよび4.5 mmカートリッジは、固有層と筋肉層にHIFUを送達し、コラーゲンの変性とそれに続く膣管の引き締めに引き起こします。 | 膣のトーンを高め、膣の快適性を改善し、性的健康をサポートします。 |
| 膣の潤滑と感度向上 | 粘膜下3.0 mm治療は、細胞再生を加速し、腺機能を活性化させることで自然な潤滑を促進します。 | 膣の乾燥を緩和し、感度を高めて、膣の満足度を向上させます。 |
| 目の下のたるみとクマの軽減 | 1.5 mmカートリッジによる繊細な眼周囲領域の精密ターゲティングにより、肌を引き締め、目の下のたるみとクマの見た目を軽減します。 | 目元をリフレッシュさせ、より明るく若々しく見せます。 |

| パラメータ | 仕様 |
|-------|----|
|-------|----|

| | |
|-------------------|--|
| モデル | BL-509 |
| モード | ヴァギナルHIFUおよびフェイシャル4D HIFU |
| 電源 | 400W |
| 電圧 | 100-240V, 50Hz/60Hz |
| エネルギー | 最大2.0 J |
| 腔用カートリッジ | 3.0 mmおよび4.5 mm |
| 顔用カートリッジ | 1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm (8 mmおよび13 mmオプション) |
| カートリッジあたりのショット数 | 10,000ショット |
| 総ショット容量 | 50,000ショット |
| フェイシャルプローブ DS-4.5 | 4 MHz, 浸透深度 4.5 mm (SMAS層をターゲット) |
| フェイシャルプローブ DS-3.0 | 8 MHz, 浸透深度 3.0 mm (真皮コラーゲン層をターゲット) |
| フェイシャルプローブ DS-1.5 | 10 MHz, 浸透深度 1.5 mm (表皮組織をターゲット) |
| 腔プローブ 4.5 mm | 収縮と引き締めのためSMAS層にエネルギーを送達 |
| 腔プローブ 3.0 mm | コラーゲン再生のため粘膜下組織にエネルギーを送達 |
| 総重量 | 25 kg |
| 梱包サイズ | 65 x 40 x 70 cm |